

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Dmb Para Wb, Elisa - P28068

Número do item: CM0003917



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HLA-DMB humano (cadeia beta do antígeno DM da classe II do MHC). Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com o humano. Peso molecular de 29 kDa. Ideal para pesquisa em imunologia e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DMB Rabbit mAb
Observações/Alias	RING7; D6S221E; HLA-DMB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3109
ID do Gene	3109
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HLA-DMB humano (P28068).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28068
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo