

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Dpb1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04440

Número do item: CM0011604



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HLA-DPB1 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 29 kDa. Ideal para pesquisa de apresentação de antígenos de MHC classe II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DPB1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3115
GeneID	3115
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do HLA-DPB1 humano (NP_002112.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04440
Peso Proteico	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo