

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hla-Dpb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04440

Número do item: CM0021471



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HLA-DPB1 (cadeia beta da classe II do MHC) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. PM previsto 29 kDa. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DPB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3115
GeneID	3115
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-100 do HLA-DPB1 humano (NP_002112.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P04440
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de Gelo