

Anticorpo Monoclonal Anti-Hla-Dqa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Número do item: CM0002322

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra o HLA-DQA1 humano (cadeia alfa do MHC de classe II DQ). Validado para WB, IHC-P, ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de imunologia e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DQA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3117
GeneID	3117
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 155-254 do HLA-DQA1 humano (P01909)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01909
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo