

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hla-Dqa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Número do item: CM0023875



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HLA-DQA1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a cadeia alfa de classe II do MHC envolvida no processamento e apresentação de antígenos. Ideal para pesquisas de imunologia e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DQA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3117
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-216 do HLA-DQA1 humano (NP_002113.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01909
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo