

Anticorpo Policlonais Anti-Hla-Dqb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01920

Número do item: CM0021248



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HLA-DQB1 para Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. É direcionado à cadeia beta 1 do HLA classe II DQ humano (MHC II); ideal para pesquisa em imunologia e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DQB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3119
GeneID	3119
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-127 do HLA-DQB1 humano (NP_002114.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01920
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo