

Anticorpo Monoclonal Anti-Hla-Dr Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01903

Número do item: CM0006108



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a cadeia alfa HLA-DR (P01903). Validado para WB, IF, IHC-P e ELISA em amostras humanas; ideal para estudar apresentação de antígenos, respostas de células T e pesquisa de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DR Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	HLA-DRA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HLA-DRA humano (P01903)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo