

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Dr Para Wb, If/Icc, Elisa - P01903

Número do item: CM0008417



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra HLA-DRA humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a cadeia alfa do antígeno MHC classe II DR, 29kDa, adequado para pesquisa em imunologia e imunoncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DR Rabbit mAb
Observações/Apelido	HLA-DRA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3122
ID do Gene	3122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-126 do HLA-DRA humano (NP_061984.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de Gelo