

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Dra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Número do item: CM0002475



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao HLA-DRA humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA, sem reação cruzada com outras espécies. Detecta uma banda de 29 kDa. Ideal para estudos de imunologia e resposta imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HLA-DRA Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Observações/Alias   | HLA-DRA1; HLA-DRA                                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 3122                                                                                                                                |
| GeneID              | 3122                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HLA-DRA humano (P01903). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | P01903                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 29kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                       |