

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hla-Dra Para Wb, Elisa - P01903

Número do item: CM0018613



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-HLA-DRA (P01903) para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da apresentação de antígenos do MHC de classe II e da biologia das células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho HLA-DRA
Observações/Alíases	HLA-DRA1; HLA-DRA
Espécie	Humano
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-216 do HLA-DRA humano (NP_061984.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo