

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hla-Dra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Número do item: CM0016137



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HLA-DRA, validado para Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para pesquisa em imunologia e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DRA Coelho pAb
Observações/Apelido	HLA-DRA1; HLA-DRA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-216 da HLA-DRA humana (NP_061984.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Transporte	Saco de gelo