

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Drb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01911

Número do item: CM0003611



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o HLA-DRB1 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudar a apresentação de antígenos de classe II do MHC, respostas imunes e biologia de transplantes. - P01911.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DRB1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3123
GeneID	3123
Imunogénio	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HLA-DRB1 humano (P01911).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01911
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo