

Anticorpo Policlonal Anti-Hla-Drb3 Para Wb E Elisa - P79483

Número do item: CM0013139



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HLA-DRB3 humano (cadeia beta 3 DR de MHC classe II). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da imunidade adaptativa e da apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DRB3 Rabbit pAb
Observações/Alíás	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3125
ID do Gene	3125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-227 de HLA-DRB3 humano (NP_072049.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P79483
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo