

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Drb4 Para Wb E Elisa - P13762

Número do item: CM0002462

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a cadeia beta 4 do HLA-DRB4 humano (MHC classe II DR). Validado para WB e ELISA. Apresenta antígenos processados a células T CD4+, essencial para estudos de imunidade adaptativa e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-DRB4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3126
GeneID	3126
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do HLA-DRB4 humano (P13762).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13762
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo