

Anticorpo Policlonal Anti-Hla-E Para Wb E Elisa - P13747

Número do item: CM0026397



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HLA-E humano (antígeno E de classe I do MHC) para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, este anticorpo auxilia estudos de vigilância imunológica e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-E pAb de Coelho
Observações/Apelido	QA1; HLA-6.2; HLA-E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3133
GeneID	3133
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HLA-E humano (NP_005507.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13747
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo