

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-G Para Wb, If/Icc, Elisa - P17693

Número do item: CM0007203



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HLA-G humano (MHC-G). Adequado para western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a regulação imunológica na interface materno-fetal. Reage cruzadamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-G mAb de Coelho
Observações/Apelido	MHC-G; HLA-G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3135
GeneID	3135
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do HLA-G humano (NP_002118.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17693
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo