


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hltf Para Wb, Elisa - Q14527

Número do item: CM0012335



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HLTF (SWISS Q14527) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a ATPase dependente de DNA/E3 ligase envolvida na tolerância a danos no DNA e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLTF Coelho mAb
Observações/Apelidos	ZBU1; HLTF1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6596
ID do Gene	6596
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1009 do HLTF humano (Q14527).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14527
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo