


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hltf Para Wb, Elisa - Q14527

Número do item: CM0026200



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HLTf humano (DNA-dependent ATPase/E3 ubiquitin-protein ligase), validado para WB e ELISA. Direciona um remodelador de cromatina chave envolvido na tolerância a danos no DNA, regulação da transcrição e manutenção da metilação do DNA. Ideal para pesquisa em reparo de DNA e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLTF Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6596
GeneID	6596
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 726-1009 do HLTf humano (NP_620636.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14527
Peso Proteico	114kDa
Envio	Em saco de gelo