

Anticorpo Policlonal Anti-Hmbs Para Wb, Elisa - P08397

Número do item: CM0024539



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HMBS humano (porfobilinogênio desaminase), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Essencial para pesquisas de biossíntese de heme e metabolismo de porfirina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMBS pAb de Coelho
Observações/Apelido	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3145
GeneID	3145
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-361 do HMBS humano (NP_000181.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08397
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo