

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hmg20A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np66

Número do item: CM0028630

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HMG20A, adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato e camundongo. Ideal para estudos de regulação da cromatina e diferenciação neuronal. - Q9NP66

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMG20A Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10363
ID do Gene	10363
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-347 do HMG20A humano (NP_060670.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9NP66
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo