

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hmg20B Para Wb, Elisa - Q9P0W2

Número do item: CM0020339

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HMG20B (BRAF35, SOXL), adequado para aplicações de Western blot e ELISA com reatividade cruzada a amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em cromatina, ciclo celular e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho HMG20B
Observações/Apelido	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10362
ID do Gene	10362
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 do HMG20B humano (NP_006330.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P0W2
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo