


Anticorpo Monoclonal Anti-Hmga1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq - P17096

Número do item: CM0010366



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao HMGA1 humano (P17096), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. HMGA1 é uma proteína de ligação ao DNA envolvida na estrutura da cromatina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGA1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HMG-R; HMG1Y; HMGA1A; HMGA1
Espécie	Humano
GeneID	3159
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-107 do HMGA1 humano (P17096).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17096
Peso Molecular da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo