


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hmga1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17096

Número do item: CM0023704



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra HMGA1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com HMGA1 de camundongo. Alvo da proteína de alta mobilidade HMG-I/HMG-Y envolvida na regulação da transcrição e estrutura da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3159
ID do Gene	3159
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HMGA1 humano (NP_665908.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17096
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo