

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hmga2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52926

Número do item: CM0007609

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece HMGA2 (proteína 2 do grupo de alta mobilidade AT-hook). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano e camundongo. Ideal para estudar regulação transcricional e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGA2 Rabbit mAb
Observações/Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8091
GeneID	8091
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de HMGA2 humano (NP_003474.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52926
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Saco de gelo