

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Hmga2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52926

Número do item: CM0028977

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho HMGA2 de alta qualidade (P52926), validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA, com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e estrutura da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho HMGA2 (pAb)
Observações/Apelido	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8091
ID do Gene	8091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-109 do HMGA2 humano (NP_003474.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52926
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de Gelo