

Anticorpo Policlonal Anti-Hmgb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P26583

Número do item: CM0021234

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para HMGB2, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta HMGB2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMGB2; HMGB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3148
ID do Gene	3148
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26583
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo