

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hmgb2 Para Wb - P26583

Número do item: CM0011750

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o HMGB2 (HMG2) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP e CUT&Tag. Detecta HMGB2 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGB2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HMG2; HMGB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3148
ID do Gene	3148
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HMGB2 humano (P26583).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26583
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Saco com gelo