

Anti-Hmgb2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P26583

Número do item: CM0030119

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HMGB2, validado para Western blotting e ELISA. Reage com HMGB2 humano, de camundongo e de rato (24 kDa). Adequado para pesquisas sobre estrutura da cromatina, transcrição e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HMG2; HMGB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3148
ID do Gene	3148
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do HMGB2 humano (P26583)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Humano, Camundongo, Rato	
SWISS	P26583
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo