


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Hmgb3 Para Wb E Elisa - O15347

Número do item: CM0015840



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à HMGB3 humana (proteína do grupo de alta mobilidade B3, HMG4/HMG-2a). Adequado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa em cromatina, transcrição e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGB3 Coelho pAb
Observações/Apelido	HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3149
GeneID	3149
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O15347
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo