

Anticorpo Policlonais Anti-Hmgcl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35914

Número do item: CM0027585



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HMGCL humano, uma liase mitocondrial crítica para cetogênese e catabolismo da leucina. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGCL Rabbit pAb
Observações/Alias	HL, HMGCL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3155
GeneID	3155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 do HMGCL humano (NP_000182.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35914
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo