


Anticorpo Policlonal Anti-Hmgcr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04035

Número do item: CM0021112



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HMGCR (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre o metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do produto	HMGCR Rabbit pAb
Observações/alias	LDLCQ3; HMGCR
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3156
GeneID	3156
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P04035
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo