

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hmgcs2 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P54868

Número do item: CM0006959



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HMGCS2 humano, validado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para estudos de cetogênese e metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HMGCS2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HMGCS2; sintase de hidroximetilglutaril-CoA; mitocondrial; sintase de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A; sintase 2 de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA
Espécie	Humano
ID do gene	3158
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da HMGCS2 humana. (NP_005509.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P54868
Peso da proteína	50KDa/52KDa/56KDa
Envio	Bolsa de gelo