

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hmgcs2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54868

Número do item: CM0013903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HMGCS2 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa em cetogênese, metabolismo lipídico e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMGCS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMGCS2
Espécie	Humano
GeneID	3158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-508 do HMGCS2 humano (NP_005509.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P54868
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo