

## Anticorpo Policlonal Anti-Hmgn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05114

Número do item: CM0025140

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína HMGN1 (HMG14) humana, uma proteína cromossômica não-histona. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de cromatina e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HMGN1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observações/Apelido | HMG14; HMGN1                                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID              | 3150                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HMGN1 humano (NP_004956.5). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                  |
| SWISS               | P05114                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 11kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                        |