

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hmox1 (Ho-1) Para Citometria De Fluxo Intracelular - P09601

Número do item: CM0008261



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao HMOX1 (HO-1) humano para citometria de fluxo intracelular. Validado para estudos de apoptose, estresse oxidativo e degradação do heme. SWISS: P09601.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-HMOX1 mAb de Coelho para Humano
Observações/Alíase	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3162
GeneID	3162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 da Heme Oxigenase 1 humana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09601
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo