

Anticorpo Policlonais Anti-Hmox1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Número do item: CM0024444

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Hmox1 (heme oxigenase 1) de camundongo, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose, estresse oxidativo e metabolismo do heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hmox1 Rabbit pAb
Observações/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	15368
GeneID	15368
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-266 de Hmox1 de camundongo (NP_034572.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P14901
Peso da Proteína	33KDa
Envio	Bolsa de gelo