


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hmox2 Para Wb, Elisa - P30519

Número do item: CM0027903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HMOX2 (heme oxigenase-2) validado para Western blot e ELISA. Reage com HMOX2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de catabolismo do heme e sinalização por CO.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMOX2 Rabbit pAb
Observações/Alias	HO-2; HMOX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3163
GeneID	3163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da HMOX2 humana (NP_002125.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30519
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo