

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hn1 Para Wb, Elisa - Q9Uk76

Número do item: CM0006900

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HN1 humano (JPT1), adequado para Western blot e ELISA. Reconhece uma proteína de 16 kDa envolvida na regulação do ciclo celular, adesão e sinalização do receptor de andrógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HN1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HN1; ARM2; HN1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51155
GeneID	51155
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-154 do HN1 humano (NP_057269.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UK76
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de Gelo