

Anticorpo Monoclonal Anti-Hnf-4-Alfa Para Wb, Ihc-P, Elisa E Chip - P49698

Número do item: CM0002164

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra HNF-4-alfa, um receptor nuclear crucial para o desenvolvimento hepático e o ritmo circadiano. Validado para WB, IHC-P, ELISA e CHIP com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNF-4-alfa Rabbit mAb
Observações/Apelido	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alfa
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3172
ID do Gene	15378
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49698
Peso Proteico	53kDa
Envio	Em saco de gelo