


Anti-Hnf1A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P20823

Número do item: CM0029124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNF1 α humano (Fator nuclear de hepatócito 1-alfa), adequado para WB e ELISA. Detecta HNF1 α endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Para pesquisa sobre transcrição específica do fígado e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HNF1 α pAb de Coelho
Observações/Apelido	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1 α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6927
GeneID	6927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 do HNF1 α humano (NP_000536.6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P208237
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo