

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnf3B/Foxa2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y261

Número do item: CM0003068



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra HNF3 β /FOXA2 humano (Q9Y261). Adequado para aplicações em WB, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento, homeostase da glicose e função hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HNF3 β /FOXA2
Observações/Apelido	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3170
GeneID	3170
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HNF3 β /FOXA2 humano (Q9Y261)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y261
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo