

## Anticorpo Policlonico Anti-Hnf4A Para Wb E Elisa - P41235

Número do item: CM0019741



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra HNF4A humana, validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de regulação transcricional de genes hepáticos, ritmo circadiano e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | HNF4A Rabbit pAb                                                                                                   |
| Observações/Apelidos | TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A              |
| Espécie              | Humana                                                                                                             |
| GeneID (humano)      | 3172                                                                                                               |
| GeneID               | 3172                                                                                                               |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 226-325 do HNF4A humano (NP_849180.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                             |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                             |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humana                                                                                                             |
| SWISS                | P41235                                                                                                             |
| Peso Proteico        | 53kDa                                                                                                              |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                      |