


Anticorpo Policlonal Anti-Hnf4G Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14541

Número do item: CM0023749



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HNF4G humano (NR2A2), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato; detecta uma banda de ~46 kDa. Ideal para estudar a função do fator de transcrição do receptor nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNF4G pAb de Coelho
Observações/Apelido	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3174
GeneID	3174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 366-445 do HNF4G humano (NP_004124.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14541
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo