


Anticorpo Monoclonal Anti-Hnf4G De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14541

Número do item: CM0012131



introdução

Anticorpo monoclonal anti-HNF4G de coelho validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com HNF4G humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação transcripcional e receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNF4G mAb de Coelho
Observações/Alias	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3174
ID do Gene	3174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 319-408 da HNF4G5 humana (NP_004124.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14541
Peso Molecular da Proteína	46kDa
Transporte	Bolsa de gelo