


Anticorpo Policlonal Anti-Hnmt Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50135

Número do item: CM0020444



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNMT humano. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo da histamina e a resposta das vias aéreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNMT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3176
ID do Gene	3176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 da HNMT humana (NP_008826.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P50135
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo