

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnmt Para Wb, Ip, Elisa - P50135

Número do item: CM0017698



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HNMT de alta qualidade, validado para WB, IP e ELISA, direcionado contra a histamina N-metiltransferase humana e de camundongo (33 kDa). Ideal para pesquisas sobre o metabolismo da histamina e a resposta das vias aéreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HNMT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Espécie	Humana
GeneID	3176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 da HNMT humana (NP_008826.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P50135
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo