


Anticorpo Policlinico Anti-Hnrnp A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09651

Número do item: CM0021497



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra hnRNP A1 humano, validado por KO, para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Uso em pesquisa para estudos de processamento, splicing e transporte de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] hnRNP A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1; A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3178
ID do Gene	3178
Imunógeno	Proteína recombinante contendo aa 1-140 da hnRNP A1 humana (NP_002127.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09651
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo