


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp A1 Para Wb - P09651

Número do item: CM0003158



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra hnRNP A1 humana (P09651). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de processamento de mRNA e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP A1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3178
GeneID	3178
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 de hnRNP A1 humana (P09651)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09651
Peso da Proteína	39kDa
Transporte	Bolsa de gelo