


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hnrnp A2B1 [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Número do item: CM0008190



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-hnRNP A2B1, validado por KD, para Western blot, IHC, IF e ELISA. Detecta hnRNP A2B1 humano, de camundongo e de rato. Imunógeno peptídico; 37 kDa. Ideal para pesquisas sobre processamento de RNA e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-hnRNP A2B1 [Validado por KD]
Observações/Apelidos	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3181
GeneID	3181
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 151-250 de HNRNPA2B1 humano (NP_112533.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22626
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo