

Anti-Hnrnp C Coelho Anticorpo Monoclonal Para Wb, If, Elisa - P07910

Número do item: CM0010863



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-hnRNP C, reativo com humano e camundongo, validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Tem como alvo as ribonucleoproteínas nucleares heterogêneas C1/C2, envolvidas na ligação e splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP C Coelho mAb
Observações/Apelido	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3183
GeneID	3183
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-170 do hnRNP C humano (P07910)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07910
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo